

Lyftsele på i sängen med Spiler+



Spiler+ är vändsystemet som du använder tillsammans med Spilerdug när det är lämpligt att låta taklyften göra arbetet.

Personen ligger på Spiler+ och Spilerdug placeras under Spiler+.

I den här vägledningen får du exempel på hur du kan använda Spiler+ till att placera lyftsele på en person i sängen.

Lyftsele på från sidan med Spiler+, passiv person



I det här exemplet har vi använt Spiler+ short, men du kan använda samma teknik med en Spiler+ long.

2 stycken spilerdug placeras under Spiler+



Vänd personen om på sidan med Spiler+, och låt lyftbygeln sitta på.

Se evt. vägledning "Vändning i säng med Spiler+"



Vik benstroppen mot innersidan av selen och vik därefter mot yttersidan och mittlinjen av selen.



Placera selen mellan de två lagren spilerdug och glid in den så den ligger centrerat, när personen kommer tillbaka på ryggen.



Se till att selen ligger som det ska, både på längden och tvären.



Glid in benstropparna under kudden så du kan fånga dem från modsatta sidan.



Sänk liften och låt personen följa med ned på ryggen.



Ta fatt i benstroppen under kudden och dra den i madrassnivå diagonalt ut och ned mot fotändan.



Dra därefter övre öglan i madrassnivå diagonalt ut och upp mot huvudändan.



Du kan nu välja att använda Spilerdugen till att glida in benstroppen under låret.

Ta bort Spiler+



Vik Spiler+ nedåt omkring det översta lagret Spilerdug och glid in den ovanpå lyftselen.



Glid Spiler+ så långt in att du kan skymta den.

Var speciellt uppmärksam på att den kommer in vid skuldror och höft.



Glid in den andra benstroppen under låret.



Höj liften, så personen vippas.

Finn hörnet av Spiler+ mellan de två lagren Spilerdug.



Dra ut Spiler+ diagonalt i lugnt tempo upp mot huvudändan, tills den är helt bortagen.

Personen följer gradvis med rörelsen tillbaka till ryggläge.

Lyftsele på från huvudgaveln med Spiler+, passiv person



2 stycken Spilerdug är placerat under Spiler+.

Huvudkudden är placerat ned under skuldrorna, då det ökar komforten för personen under lyftet.



Häng 2-3 öglor på liftens bygel i båda sidor. Starta från skuldran och fortsätt upp mot huvudgaveln.

Det ger ökad huvudstöd för personen under lyftet.



Höj lyften, så personens överkropp kommer fri från underlaget.

Det är viktigt att göra en individuell värdering av hur högt personen bör lyftas.





Håll selen så du kan glida in den under personen med innersidan uppåt.



Glid selens ena benstropp in mellan de två lagren Spilerdug utmed skuldrorna.



Glid in den så långt in att den ligger centrerat i förhållande till personen.



Glid ned seglet så långt som möjligt — dock inte längre än till svanskotan.



Justera om nödvändigt selens placering från sängens fotända och se om den ligger korrekt både på längden och tvären.



Sänk lyften och ta bort öglorna från den ena sidan av bygeln.

Ta bort Spiler+



Vik Spiler+ nedåt omkring det översta lagret spilerdug och glid in den ovanpå selen.



Glid Spiler+ så långt in att du kan se den.



Var speciellt uppmärksam på att den kommer in ordentligt vid skuldror och höft.



Ta bort öglorna från bygeln så det bara är en ögla vid skuldran.

Placera en ögla på bygeln vid höften.



Höj lyften så personen vippas.



Finn hörnet av Spiler+ mellan de två lagren Spilerdug.



Dra nu ut Spiler+ diagonalt och i lugnt tempo mot huvudändan tills den är helt bortagen.

Personen kommer gradvis följa med rörelsen tillbaka till ryggläge.



Med hjälp av de här 2 exemplen kan du på ett enkelt och skonsamt sätt ge en passiv eller tung person lyftsele på med hjälp av Spiler+ och taklyft.

Som komplement till den här vägledningen så kan du se fler vägledningar och videor på vår hemsida om användning av Spiler+ .

Spiler+ finns i 2 storlekar:

Spiler+ long, 145 cm bred x 240 cm lång, varunr/HMI: 101927

Spiler+ short, 145cm bred x 140 cm lång, varunr/HMI: 101928