Veiledning i bruk av Spilerdug

I henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr.



Denne veiledningen gjelder for alle typer Spilerdug fra Spilerdug ApS.

Spilerdug er et glatt metervareprodukt som leveres i tre forskjellige nivåer av fleksibilitet: elastisk, mellom og uelastisk.
Spilerdug er et hjelpemiddel som reduserer friksjon ved personforflytning samt ved på- og avkledningssituasjoner. Ved bruk forebygger du fysisk belastning og slitasje hos hjelperen, samt friksjonsskader hos personen som forflyttes.

Spilerdug er CE-merket i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (EU) 2017/745 og er OEKO-TEX® STANDARD 100-sertifisert.

Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk

Typer av Spilerdug

Spilerdug **elastisk**, **mellom** og **uelastisk**
De tre typene Spilerdug har forskjellig fleksibilitet, noe som er et uttrykk for elastisiteten ved diagonalt trekk.

Spilerdug elastisk

Det beste valget ved på- og avkledningssituasjoner, ved bar hud, da den er veldig elastisk og føles myk. Den egner seg godt til forflytning ved terminalpleie og ved forflytning av personer der lyd vil være til sjenanse – for eksempel personer med demens.

Spilerdug mellom

En allround Spilerdug som dekker et bredt funksjonsområde. Den er best egnet til generelle forflytninger – i seng eller rullestol.

Spilerdug uelastisk

En Spilerdug som egner seg godt til forflytning av tunge personer på temperaturfølsomt underlag, vekseltrykkmadrass eller lignende. Den egner seg også godt til arbeid der Spilerdug blir våt, for eksempel ved forflytning på dusjleie.

Størrelser

Spilerdug fås i forskjellige størrelser, både på rull og som enkeltstykker. Dersom et stykke Spilerdug klippes fra en rull, benyttes en skarp saks eller en kutter. Størrelsen på Spilerdug skal dekke personens trykkpunkter og gi glid i hele bevegelsesretningen.

Sikkerhetsanbefalinger

Spilerdug er et hjelpemiddel laget av et veldig glatt materiale, og skal alltid brukes med omtanke. Spilerdug skal fjernes etter bruk.

Ved forflytning inn og ut av seng eller ved forflytning lenger tilbake i stol anbefaler vi å plassere Spilerdug med minimum 10 cm avstand fra madrass- eller setekanten.

Hjelperne skal være instruert i bruk av Spilerdug for å sikre at den brukes på en hensiktsmessig måte, og at det ikke oppstår uforutsette hendelser.
Spilerdug må aldri brukes i nærheten av åpen ild eller andre kilder med tilgjengelig flamme eller glødende elementer.
Spilerdug må ikke etterlates på gulv eller sitteflate etter avsluttet bruk. Etter bruk anbefales det å plassere Spilerdug på et fast sted (for eksempel under madrassen) eller i en egnet oppbevaringspose på sengen.

Statisk elektrisitet

Vær oppmerksom på kilder til statisk elektrisitet, spesielt ved lav luftfuktighet.

Veiledning i bruk av Spilerdug ved forflytning

Bruk Spilerdug i dobbelt lag. Glideeffekten er betydelig større ved bruk av dobbelt lag enn ved bruk av enkelt lag. Ved dobbelt lag Spilerdug følger det øverste laget personen, mens det nederste laget blir liggende på underlaget. Dobbelt lag Spilerdug er lettere å fjerne uten at det trekkes i personens klær eller hud. Det oppstår ikke friksjon, og risikoen for skade på personens hud og underliggende vev forebygges.
Spilerdug kan brukes direkte mellom personen og underlaget og fremmer dermed personens bruk av egne ressurser ved forflytning.
Spilerdug kan også brukes under Spiler+, slik at takløfteren kan assistere ved forflytningen, eller under et laken som fungerer som et trekkstykke.

Det anbefales å arbeide med rolige trekk og dytt, slik at bruken av krefter tilpasses Spilerdugs reduksjon av friksjon.

Uavhengig av type forflytning gjelder følgende prinsipper:

- Gi luft – skap plass under kroppen ved rotasjon og vipping
- Plasser Spilerdug
  - ⇒ bruk flate hender
  - ⇒ før Spilerdug inn på hver side av tyngdepunktet
  - ⇒ i hele retningen forflytningen skal skje
- Legg tyngde på Spilerdug og foreta forflytningen
- Fjern Spilerdug
  - ⇒ Trekk i det nederste laget
  - ⇒ Trekk diagonalt
  - ⇒ Skift retning dersom det føles tungt

Vejledninger og videoer

Dersom arbeidsplassen din har en samarbeidsavtale med Spilerdug ApS,
Kan du skanne QR koden og bruke jobbmailadressen din til å logge inn
for å se og laste ned veiledninger og videoer om anvendelse af Spilerdug.

Holdbarhet og rengjøring

Spilerdug er et materiale som følger én person (single patient multiple use).
Spilerdug kan brukes flere ganger på samme person.

Overflaten på Spilerdug slites både ved bruk og ved rengjøring. Vær derfor alltid oppmerksom på at materialet har tilfredsstillende glideevne under forflytningsarbeidet. Spilerdug har tilfredsstillende glideevne når bevegelsene/forflytningen er glidende og jevn.

Spilerdug er slitt når forflytningen blir rykkvis og personen 'henger mer igjen i underlaget'.

Da Spilerdug ikke har sømmer, kan rengjøring og desinfeksjon gjennomføres raskt ved å tørke over Spilerdug med en våtserviett, for eksempel med såpe og/eller desinfiserende midler (for eksempel etanol, sprit eller klor).
Maskinvask av Spilerdug anbefales ikke. Allerede etter én vask reduseres glideevnen til Spilerdug, og dermed forringes Spilerdugs evne til å redusere friksjon ved forflytning av en person.

Avfallshåndtering

Når Spilerdug er slitt, eller personen ikke lenger skal bruke den, skal den kasseres.
Spilerdug sorteres som myk plast.

Alvorlige hendelser

Enhver alvorlig hendelse som måtte oppstå i forbindelse med produktet, bør rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i det landet hvor brukeren og/eller hjelperen er etablert.
For å kunne spore det aktuelle produktet oppgis produktets LOT-nr. og utløpsdato ved avlesning av etiketten eller skanning av QR-koden.

Alle henvendelser om Spilerdug rettes til:

Spilerdug ApS

Metalvej 13

DK-4180 Sorø

Danmark

Tlf.: +45 5764 8351
E-post: info@spilerdug.dk Web: www.spilerdug.dk

	Juridisk produsent
	Les veiledningen før bruk – skann QR-koden for elektronisk utgave
	Single patient multiple use: Kan brukes flere ganger av én pasient
	Medisinsk utstyr
	CE-merket i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (MDR 2017/745)

Copyright © 2026 Spilerdug ApS
Revidert 1. oktober 2026